

Прибор оснащён оптимизированной системой управления на базе I Поколения, обеспечивающей повышенный комфорт пользователя и более точное соответствие продукции установленным стандартам.



Автоматический асептический распайщик II LePurseal® позволяет разъединять термопластичные трубки из ТПЭ и термопластичные трубки для насосов (например, PharMed® BPT, PureWeldXL) в соответствии с требованиями асептического разъединения термопластичных трубок для поддержания стерильности продукции в нестерильных условиях окружающей среды.

Области применения

Автоматический распайщик II LePurseal® можно использовать в разных биологических процессах, например, производстве антител и вакцин, в клеточной и генной терапии для асептического разъединения.

- Асептический сварочный шов.
- Подготовка среды и буферных растворов.
- Клеточные культуры и ферментация.
- Асептический перенос жидких сред.

Преимущества

- Высокая гибкость. Подходит для трубок разных диаметров от 1/4" до 1" (0,25 ~ 1 дюйм). Поддержка сухих и влажных трубок, а также трубок, заполненных жидкостью.
- Отводность к использованию. Предварительная настройка обычно используется в трубках разных торговых марок и моделей. Можно использовать напрямую.
- Большой объём памяти (32 ГБ). Отсутствует необходимость в частых процедурах очистки.
- Журнал контроля и вход в систему одним нажатием. Трёхуровневый режим управления правами и дополнительный режим двойного входа в систему. Личный аккаунт, лёгкость отслеживания и проведения анализа.
- Функция размещения. Прежде чем разрядить трубку, следует предусмотреть её ширину, чтобы снизить риск неправильного расположения.
- Портативность. Оборудование лёгкое и простое в обращении.



Техническая спецификация

Входное напряжение	100 ~ 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Мощность	120 Вт
Диаметр трубки	Внешний диаметр 1/4" ~ 1" (0,25 ~ 10 дюймов)
Материал изготовления трубок	Термопластичные трубки (ТПЭ) и термопластичные трубки для насосов
Техническое состояние трубок	Поддержка сухих и влажных трубок, а также трубок, заполненных жидкостью
Время распайки	0,188 дюйма < толщина стенки ≤ 0,25 дюйма, время ≤ 5 минут 30 секунд
Рабочая температура	Внутри помещения: 18 ~ 26 °С
Права доступа	Трёхуровневый доступ или вход в систему одним нажатием
Габариты	375x160x155 мм
Вес	5,5 кг
Уровень шума	≤ 65 дБ
Материал корпуса	Пластик АБС (ABS) + ПММА (полиметилметакрилат (PMMA) + нержавеющая сталь SUS304

Сведения для оформления заказа

Позиция	№ по каталогу	Упаковка
Автоматический распайщик II LePurseal®	BDASZ000	1 шт.

helicon

ОТДЕЛЫ ПРОДАЖ:

В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:

630090 г. Новосибирск,
ул. Николаева, д. 9/1,
2 подъезд, 2 этаж.
Тел.: +7 (383) 207-84-85
novosibirsk@helicon.ru

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:

194356 г. Санкт-Петербург,
ул. Асафьева, д.3, корп.1, литер А, пом.15-Н
Тел.: +7 (812) 244-85-52
spb@helicon.ru

В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:

420021 г. Казань,
ул. Право-Булачная, д. 35/2
Тел.: +7 (843) 202-33-37
volga@helicon.ru

В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:

344116 г. Ростов-на-Дону,
2-я улица Володарского, д. 76/23а
Тел.: +7 (863) 209-88-89
rostov@helicon.ru

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ:

690021 г. Владивосток,
ул. Запорожская, д. 77, 3 этаж, офис 341
Тел.: +7 (914) 720-55-63
vladivostok@helicon.ru

Единый телефон
8 800 770 71 21
бесплатный звонок по России

000 «Компания Хеликон», г. Москва,
Новомещерский проезд, 9 стр. 1
Адрес центрального отдела продаж
в г. Москве: Кутузовский проспект, д. 88

