

Наборы реагентов для ДНК-идентификации личности

Локус	YESU NC22Plex	YESU A27Plex	YESU A27Plex+	YESU A33Plex	YESU Y27Plex
Amelogenin*	•	•	•	•	
D3S1358*		•	•	•	
TH01*		•	•	•	
D12S391*		•	•	•	
D1S1656*	•	•	•	•	
D10S1248*	•	•	•	•	
D22S1045*		•	•	•	
D2S441*	•	•	•	•	
D7S820*		•	•	•	
D13S317*		•	•	•	
FGA*		•	•	•	
TPOX*		•	•	•	
D18S51*		•	•	•	
D16S539*	•	•	•	•	
D8S1179*		•	•	•	
CSF1PO*		•	•	•	
D5S818*		•	•	•	
vWA*		•	•	•	
D21S11*		•	•	•	
SE33		•	•	•	
Penta E		•	•	•	
D2S1338*		•	•	•	
Penta D		•	•	•	
Y indel		•	•	•	
D19S433*		•	•	•	
D6S1043		•	•	•	
DYS391*		•	•	•	•
DYS392			•		•
D3S1744	•				
D5S2500	•				
D4S2366	•				
D18S535	•				
D13S325	•				
D14S608	•				
D10S2325	•				
D10S1435	•			•	
D7S3048	•				

* Локусы, включенные в ФБГДИ (Приказ от 23 ноября 2017 г. N 882).

Локус	YESU NC22Plex	YESU A27Plex	YESU A27Plex+	YESU A33Plex	YESU Y27Plex
D7S1517	•				
D6S477	•			•	
D15S659	•			•	
D19S253	•			•	
D21S2055	•				
D8S1132	•			•	
D3S3045	•			•	
D22-GATA198B05	•				
DYS481					•
DYS389I					•
DYS635					•
DYS389II					•
DYS533					•
DYS627					•
DYS460					•
DYS458					•
DYS19					•
DYF387S1					•
DYS456					•
DYS385					•
DYS576					•
DYS437					•
DYS439					•
DYS448					•
DYS518					•
DYS393					•
DYS570					•
DYS390					•
DYS438					•
Y_GATA_H4					•
DYS449					•