

## Таблица веществ, для дозирования которых используются ViscoTip



Химические вещества	Устойчивость
86% глицерин и растворы более низкой концентрации	Combitips advanced (наконечник объемом не более 10 мл)
99,9% глицерин	ViscoTip
Твин 20	ViscoTip
Triton X-100	ViscoTip
Мед	ViscoTip
Йогурт	ViscoTip
Оливковое масло	ViscoTip
Жидкое мыло	ViscoTip
Красящие пигменты	ViscoTip
Лак для ногтей	ViscoTip
Минеральное масло	Combitips advanced или ViscoTip ( в зависимости от вязкости масла)
Моторное масло	ViscoTip



ООО «КОМПАНИЯ ХЕЛИКОН»

### Центральный офис:

119234 Москва, Ленинские горы, МГУ,  
дом 1, строение 40,  
НИИ Физико-химической биологии  
им. А.Н. Белозерского,  
Лабораторный корпус «А»  
Тел. 8 800 770-71-21  
E-mail: mail@helicon.ru

**Представительство в Сибирском регионе:**  
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, 28  
Тел. +7 (383) 207-84-85, novosibirsk@helicon.ru

**Представительство в Северо-Западном Регионе:**  
195220 г. Санкт-Петербург,  
ул. Гжатская д. 22 корп. 1  
Тел. +7 (812) 244-85-52, spb@helicon.ru

**Представительство в Приволжском регионе:**  
420107 г. Казань, ул. Университетская, д. 22, оф. 107  
Тел. +7 (843) 202-33-37, volga@helicon.ru

**Представительство в Южном регионе:**  
344116 г. Ростов-на-Дону,  
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а  
Тел. +7 (863) 294-87-66, rostov@helicon.ru



