

## Таблица выбора ультрацентрифужных фильтров (нуклеиновые кислоты)



MWCO	Количество пар оснований (двухцепочечная ДНК)	Количество пар оснований (одноцепочечная ДНК)
3 кДа	16 - 50	32 - 95
10 кДа	50 - 145	95 - 285
30 кДа	145 - 475	285 - 950
100 кДа	475 - 1450	950 - 2900
300 кДа	1450 - 9500	2900 - 9500



121374, г. Москва,  
Кутузовский пр., д. 88  
Тел.: +7 (499) 705-50-50  
mail@helicon.ru



8 800 770 71 21  
www.helicon.ru

### ФИЛИАЛЫ:

#### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:

630090 г. Новосибирск,  
ул. Инженерная, д. 28  
Тел.: +7 (383) 207-84-85  
novosibirsk@helicon.ru

#### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:

195220 г. Санкт-Петербург,  
ул. Гжатская, д. 22, корп. 1  
Тел.: +7 (812) 244-85-52  
spb@helicon.ru

#### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:

420021 г. Казань,  
ул. Татарстан, д. 14/59, оф. 201  
Тел.: +7 (843) 202-33-37  
volga@helicon.ru

#### ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:

344116 г. Ростов-на-Дону,  
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а  
Тел.: +7 (863) 294-87-66  
rostov@helicon.ru