

Таблица выбора ультрацентрифужных фильтров (белки)



MWCO	Номинальные значения диаметров пор мембран	Номинальный размер макромолекулы	Молекулярная масса
3 кДа	-	-	10 - 30 кДа
10 кДа	-	-	30 - 90 кДа
30 кДа	-	-	90 - 300 кДа
100 кДа	10 нм	30 - 90 нм	300 - 900 кДа
300 кДа	35 нм	90 - 200 нм	900 - 3000 кДа



121374, г. Москва,
Кутузовский пр., д. 88
Тел.: +7 (499) 705-50-50
mail@helicon.ru



8 800 770 71 21
www.helicon.ru

ФИЛИАЛЫ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:

630090 г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 28
Тел.: +7 (383) 207-84-85
novosibirsk@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:

195220 г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 22, корп. 1
Тел.: +7 (812) 244-85-52
spb@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:

420021 г. Казань,
ул. Татарстан, д. 14/59, оф. 201
Тел.: +7 (843) 202-33-37
volga@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:

344116 г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а
Тел.: +7 (863) 294-87-66
rostov@helicon.ru