

SUPER GL compact

helicon



АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР

глюкозы, лактата и гемоглобина

- Современная компактная модель
- Производительность до 80 анализов в час
- Измерение серии до 6 проб и срочной пробы
- Надежный поршневой насос
- Цветной сенсорный дисплей

SUPER GL compact

**НОВЫЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР
ГЛЮКОЗЫ И ЛАКТАТА
SUPER GL COMPACT
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА**



SUPER GL compact позволяет производить точное определение сразу трех параметров одновременно из одной пробы пациента : глюкозы, лактата и гемоглобина.

- Возможно измерение только одного или двух параметров по Вашему выбору.

SUPER GL compact имеет возможность определения как срочной пробы, так и серии до 6 проб.

- Производительность прибора до 80 результатов в час, по глюкозе.

SUPER GL compact один из немногих приборов данного типа, имеющий надежный поршневой насос.

- Современный насос обеспечивает равномерный ток жидкости, а следовательно, увеличивается точность и воспроизводимость получаемых результатов.

SUPER GL compact сохраняет в памяти результаты предыдущих измерений и выводит их на принтер.

- Сенсорный цветной дисплей и русскоязычное меню делают эксплуатацию анализатора простой и удобной.

SUPER GL compact производит:

- Автоматический забор пробы из закрытой пробирки,
- Биосенсорное определение глюкозы и лактата,
- Фотометрическое определение гемоглобина,
- Необходимые промывки и калибровку.



helicon

121374, г. Москва,
Кутузовский проспект, 88
mail@helicon.ru



8 800 770 71 21
www.helicon.ru

ФИЛИАЛЫ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:

630090 г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 28
Тел.: +7 (383) 207-84-85
novosibirsk@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:

195220 г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 22, корп. 1
Тел.: +7 (812) 244-85-52
spb@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:

420021 г. Казань,
ул. Татарстан, д. 14/59, оф. 201
Тел.: +7 (843) 202-33-37
volga@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:

344116 г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а
Тел.: +7 (863) 294-87-66
rostov@helicon.ru