

Серологические пипетки



Количество товара актуально на 09.06.2025. Актуальное наличие уточняйте у менеджера по тел. 8 800 770 71 21 или по почте mail@helicon.ru.

Серологические пипетки используются в лабораториях для переноса жидкостей. Подходят для работ с культурами клеток или любыми нетоксичными растворами, которые требуют аликвотирования или аспирации/дозирования в стерильной среде.

Пипетка имеет градуировку (восходящую и нисходящую), которая помогает измерять объем жидкости при аспиратории или дозировании. Пипетка изготовлена из полистирола, фильтр — из полиолефинового волокна. Также в пипетке есть ёмкости для переполнения с «отрицательной» градуировкой, продолжающей основную шкалу. Продукция стерильна, не цитотоксична, сертифицирована на отсутствие ДНКаз, РНКаз, пирогенов. Уровень качества стерильности (SAL) составляет 10^6 . Пипетки упакованы в индивидуальную герметичную упаковку.

Информация для заказа

Артикул	НДС	Наименование	Количество	Цена, руб.
Greiner-760180	20%	Пипетки 25 мл серологические стерильные градуированные, инд. уп.	1 000 шт.	58,80
N-329001	20%	Пипетка серологическая, объем 50 мл, стерильная, индивидуально упакованная, 100 шт/уп	947 упак.	2 622,76
N-324001	20%	Пипетка серологическая, объем 1 мл, стерильная, индивидуально упакованная, 500 шт/уп	1 694 упак.	2 707,55
N-327001	20%	Пипетка серологическая, объем 10 мл, стерильная, индивидуально упакованная, 200 шт/уп	1 139 упак.	1 720,25
N-325001	20%	Пипетка серологическая, объем 2 мл, стерильная, индивидуально упакованная, 400 шт/уп	170 упак.	2 497,18
N-328001	20%	Пипетка серологическая, объем 25 мл, стерильная, индивидуально упакованная, 200 шт/уп	3 759 упак.	3 313,81
Ac-PH01-G	20%	Дозатор для серологических пипеток Pipette controller	2 шт.	20 735,08
Diab-7061110200	20%	Дозатор для серологических пипеток электронный Levo plus, со сменной батареей	9 шт.	15 649,2

ОТДЕЛЫ ПРОДАЖ:

В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:
630090 г. Новосибирск,
ул. Николаева, д. 9/1,
2 подъезд, 2 этаж.
Тел.: +7 (383) 207-84-85
novosibirsk@helicon.ru

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:
194356 г. Санкт-Петербург,
ул. Асафьева, д. 3, корп. 1, литер А, пом.15-Н
Тел.: +7 (812) 244-85-52
spb@helicon.ru

В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:
420021 г. Казань,
ул. Право-Булачная, д. 35/2
Тел.: +7 (843) 202-33-37
volga@helicon.ru

В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:
344116 г. Ростов-на-Дону,
2-я улица Володарского, д. 76/23а
Тел.: +7 (863) 209-88-89
rostov@helicon.ru