

Термошейкеры Biosan PST-60HL



Количество товара актуально на 18.08.2025. Актуальное наличие уточняйте у менеджера по тел. 8 800 770 71 21 или по почте mail@helicon.ru.

PST-60HL – лабораторный термошейкер для работы со стандартными 96-луночными планшетами в режиме термостатирования при максимальной температуре 60°C. Запатентованный двусторонний нагрев позволяет достичь полного соответствия установленной и реальной температуры в лунках планшет.

Прибор может использоваться как три независимых устройства:

- Инкубатор для микроколичественных реакций.
- Планшетный шейкер для работы в холодных комнатах.
- Термошейкер для иммунохимической и молекулярной диагностики.

Области применения:

- Подготовка образцов для ПЦР, ELISA, ферментативных реакций.
- Инкубация и перемешивание биологических проб.
- Проведения реакций *in situ* и т.д.

Информация для заказа

Артикул	Наименование	Наличие, шт.	Цена, руб
BS-010119-AAI_RU	Термошейкер PST-60HL	7	195 000

ОТДЕЛЫ ПРОДАЖ:

В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:

630090 г. Новосибирск,
ул. Николаева, д. 9/1,
2 подъезд, 2 этаж.
Тел.: +7 (383) 207-84-85
novosibirsk@helicon.ru

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:

194356 г. Санкт-Петербург,
ул. Асафьева, д. 3, корп. 1, литер А, пом.15-Н
Тел.: +7 (812) 244-85-52
spb@helicon.ru

В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:

420021 г. Казань,
ул. Право-Булачная, д. 35/2
Тел.: +7 (843) 202-33-37
volga@helicon.ru

В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:

344116 г. Ростов-на-Дону,
2-я улица Володарского, д. 76/23а
Тел.: +7 (863) 209-88-89
rostov@helicon.ru