

Суховоздушный термостат
с охлаждением

BC-60



Количество товара актуально на 09.06.2025. Актуальное наличие уточняйте у менеджера по тел. 8 800 770 71 21 или по почте mail@helicon.ru.

Суховоздушный термостат (инкубатор) с охлаждением – прибор 2 в 1, который может обеспечивать инкубирование при температуре выше и ниже окружающей среды.

Инкубаторы с охлаждением активно используются в микробиологии, пищевой промышленности, исследованиях в области мониторинга окружающей среды, фармацевтических и косметических производствах, изучении роста растений.

Особенности:

- Объем 68 литров.
- Широкий температурный диапазон от -10°C до +80°C с высокой однородностью поддержания температуры (+/-1C).
- Принудительная вентиляция в рабочей камере.
- Сенсорный дисплей для управления и программирования смены режимов температуры и времени.

Информация для заказа

Артикул	Наименование	Количество, шт.	Цена, руб.
BEING BC-60	Суховоздушный термостат с охлаждением BC-60 (68л, от -10 до +80C, принудительная конвекция, сенсорный дисплей)	5	318 210,00

ОТДЕЛЫ ПРОДАЖ:

В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:
630090 г. Новосибирск,
ул. Николаева, д. 9/1,
2 подъезд, 2 этаж.
Тел.: +7 (383) 207-84-85
novosibirsk@helicon.ru

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:
194356 г. Санкт-Петербург,
ул. Асафьева, д. 3, корп. 1, литер А, пом.15-Н
Тел.: +7 (812) 244-85-52
spb@helicon.ru

В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:
420021 г. Казань,
ул. Право-Булачная, д. 35/2
Тел.: +7 (843) 202-33-37
volga@helicon.ru

В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:
344116 г. Ростов-на-Дону,
2-я улица Володарского, д. 76/23а
Тел.: +7 (863) 209-88-89
rostov@helicon.ru