

Таблица совместимости наконечников ULplast и дозаторов

Наконечники ULplast										
Дозаторы	без фильтра сменные блоки до 10 мкл	без фильтра сменные блоки до 200 мкл	без фильтра сменные блоки до 300 мкл	без фильтра сменные блоки до 1000 мкл	с фильтром до 10 мкл	с фильтром до 20 мкл	с фильтром до 50 мкл	с фильтром до 100 мкл	с фильтром до 200 мкл	с фильтром до 1000 мкл
	HT-10-960 (81710)	HT-200-960 (83710)	HT-300-960 (84710)	HT-1000-576 (85710)	HT-F96S-010 (81240)	HT-F96S-020 (86240)	HT-F96S-050 (87240)	HT-F96S-100 (82240)	HT-F96S-200 (83240)	HT-F96S-1000 (85240)
Еppendorf/Sartorius										
0.1-2.5 мкл	+				+					
0,5-10 мкл	+				+					
2-20 мкл (желтая кодировка на корпусе)		+	+			+				
10-100 мкл		+	+					+		
20-200 мкл		+	+						+	
30-300 мкл		+	+						+	
100-1000 мкл										+
Дозаторы HTL/Gilson										
До 10 мкл	+				+					
2-20 мкл		+	+			+				
До 50 мкл		+	+				+			
10-100 мкл		+	+					+		
20-200 мкл		+	+						+	
До 250 мкл		+	+						+	
До 1000 мкл				+						+
Дозаторы Thermo Fisher (Ленпипет)										
2-20 мкл (желтая кодировка на корпусе)		+	+			+				
5-50 мкл		+	+				+			
10-100 мкл		+	+					+		
20-200 мкл		+	+						+	
30-300 мкл		+	+						+	
100-1000 мкл				+						+



ООО «КОМПАНИЯ ХЕЛИКОН»

Центральный офис:
119234 Москва, Ленинские горы, МГУ,
дом 1, строение 40,
НИИ Физико-химической биологии
им. А.Н. Белозерского,
Лабораторный корпус «А»
Тел. 8 800 770-71-21
E-mail: mail@helicon.ru

Представительство в Сибирском регионе:
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, 28
Тел. +7 (383) 207-84-85, novosibirsk@helicon.ru

Представительство в Северо-Западном Регионе:
195220 г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская д. 22 корп. 1
Тел. +7 (812) 244-85-52, spb@helicon.ru

Представительство в Приволжском регионе:
420107 г. Казань, ул. Университетская, д. 22, оф. 107
Тел. +7 (843) 202-33-37, volga@helicon.ru

Представительство в Южном регионе:
344116 г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а
Тел. +7 (863) 294-87-66, rostov@helicon.ru

